


WbおよびElisa用Htra3ウサギポリクローナル抗体 - P83110

商品番号: CM0013932



前書き

ヒトHTRA3（セリンプロテアーゼ、腫瘍抑制因子、胎盤発生）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでバリデーション済みで、マウスおよびラットと交差反応します。生殖生物学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	HTRA3ウサギpAb
備考/別名	Prsp; Tasp; HTRA3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	94031
遺伝子ID	94031
免疫原	組換えタンパク質 ヒトHTRA3 (NP_444272.1) のアミノ酸334～453に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P83110
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ