

ヒト活性化T細胞パネル - ウサギモノクローナル抗体

商品番号: CM0009186

前書き

ヒト活性化T細胞パネルは、ヒト活性化T細胞のフローサイトメトリー解析用のウサギモノクローナル抗体です。免疫学および細胞生物学の研究用途向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ヒト活性化T細胞パネル
由来	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
配送方法	氷袋