

ヒトAger ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - Q15109

商品番号: CM0019034



前書き

ヒトAGER（RAGE）を標的とするポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティングおよびELISAでの実用性が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応性を示し、炎症、糖尿病、神経変性疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトAGER ウサギポリクローナル抗体
備考／別名	RAGE; sRAGE; SCARJ1; ヒトAGER
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	177
遺伝子ID	177
免疫原	ヒトAGER（NP_001127.1）のアミノ酸24～344番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q15109
タンパク質分子量	43kDa
発送方法	氷袋