


ヒト補体C6ウサギポリクローナル抗体（WbおよびElisa用） - P13671

商品番号: CM0014279



前書き

ヒト補体C6を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体です。MACの主要構成成分であり、WBおよびELISAでバリデーション済みです。マウスおよびラットとの交差反応性があります。補体系研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	C6 Rabbit pAb
備考／別名	C6
種	ヒト
遺伝子ID	729
免疫原	ヒトC6（NP_000056.2）の586～934番アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P13671
タンパク質分子量	105kDa
輸送	アイスパック