


ヒトIgA1ウサギモノクローナル抗体（Wb・Elisa用）- P01876

商品番号: CM0004054



前書き

CamelBioは、WBおよびELISAアプリケーションで検証された、ヒトIgA1を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体を提供します。粘膜免疫、免疫グロブリン機能、およびBリンパ球生物学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgA1ウサギmAb
備考/別名	IgA1
種	ヒト
遺伝子ID	3493
免疫原	ヒトIgA1（P01876）のアミノ酸99-353に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01876
タンパク質分子量	37KDa/42KDa
配送	アイスバッグ