

Wb、Fc、Elisa用ヒトIgeウサギモノクローナル抗体 - P01854

商品番号: CM0006982



前書き

ヒトIgE重鎖定常領域（IGHE、P01854）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、FC、ELISAで検証済み。分泌型および膜結合型IgEを認識し、アレルギー、炎症、B細胞研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	ヒトIgEウサギモノクローナル抗体
備考／別名	Igh2; IGHE; IGHEP1; ヒトIgE
種	ヒト
遺伝子ID	3497（ヒト）
免疫原	ヒトIgE（P01854）のアミノ酸104～428に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01854
タンパク質分子量	47 kDa
輸送	保冷バッグ