


ヒトIgG1/免疫グロブリン重鎖定常領域ガンマ1

ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P01857

商品番号: CM0024143



前書き

ヒトIgG1（重鎖定常領域ガンマ1、IGHG1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティング（WB）およびELISAに適しています。ヒトおよびマウスと交差反応性があります。免疫原はアミノ酸21-130（CH1ドメイン）に対応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgG1/免疫グロブリン重鎖定常領域ガンマ1 ウサギpAb
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3500
GeneID	3500
免疫原	ヒトIgG1/免疫グロブリン重鎖定常領域ガンマ1（P01857）のアミノ酸21-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01857
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ