


Wb、Elisa用 ヒトIgm ウサギPab - P01871

商品番号: CM0026493



前書き

このヒトIgM
ウサギpAbは、ヒトIgM重鎖定常領域（UniProt P01871）を標的とします。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのこのポリクローナル抗体は、液性免疫、B細胞生物学、免疫グロブリンの構造機能研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトIgM ウサギpAb
備考/別名	MU; VH; AGM1; Human IgM
種	ヒト
GeneID (Human)	3507
GeneID	3507
免疫原	ヒトIGHM（P01871）のアミノ酸213-453に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01871
タンパク質分子量	49kDa
発送条件	保冷剤（アイスバッグ）