

フローサイトメトリー用ヒト好中球パネル モノクローナル抗体 - ヒト好中球パネル

商品番号: CM0008196

前書き

ヒト好中球を標的とした高品質なモノクローナル抗体パネルで、フローサイトメトリー（FC）用に検証済みです。免疫表現型解析や好中球生物学の研究に最適です。保冷剤付きで発送されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒト好中球パネル
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
発送方法	保冷剤付き