

ヒトTbnkパネル モノクローナル抗体カクテル - ヒトTbnkパネル

商品番号: CM0011898

前書き

ヒトTBNKパネルは、ヒト検体中のT細胞、B細胞、NK細胞をフローサイトメトリーで検出するためのウサギモノクローナル抗体で構成されています。研究および体外診断用医薬品（IVD）アッセイ開発における免疫表現型解析に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	ヒトTBNKパネル
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
発送条件	保冷バッグ