

ヒトTbnkパネル

商品番号: CM0009667

前書き

ヒトTBNKパネルは、T細胞、B細胞、NK細胞のフローサイトメトリー（FC）による免疫表現型解析に最適化されたモノクローナル抗体のセットです。ヒト検体用に設計されており、免疫学および臨床研究における信頼性の高いツールを提供します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトTBNKパネル
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー（FC）
交差反応性	ヒト
発送条件	保冷剤（アイスバッグ）