

ヒト チオレドキシン還元酵素1/Trxr1 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa用) - Q16881

商品番号: CM0021334



前書き

ヒト チオレドキシン還元酵素1 (TXNRD1) に対するウサギポリクローナル抗体 (WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA用)。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。レドックス生物学およびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒト チオレドキシン還元酵素1/TRXR1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	TR; TR1; TXNR; TRXR1; GRIM-12; チオレドキシン還元酵素1 (TXNRD1)
種	ヒト
遺伝子ID	7296
免疫原	ヒト チオレドキシン還元酵素1 (TXNRD1) のアミノ酸410-490に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001087240.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16881
タンパク質重量	71kDa
配送	アイスバック