

ヒトTlr3 ウサギPab - O15455

商品番号: CM0022877



前書き

高品質なヒトTLR3ウサギpAb。WB、IF/ICC、ELISAに対応。ウイルス二本鎖RNAを検出し炎症応答を活性化する重要な自然免疫受容体であるヒトTLR3を認識します。免疫学および感染症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒトTLR3 ウサギpAb
備考/別名	TLR3; CD283; IIAE2; toll-like receptor 3; ヒトTLR3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7098
遺伝子ID	7098
免疫原	ヒトTLR3 (NP_003256.1) のアミノ酸24～339の配列に対応する組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O15455
タンパク質分子量	72kDa/103kDa
輸送方法	氷袋