

ヒト 移行型/未熟B細胞 パネル

商品番号: CM0005095

前書き

フローサイトメトリーによるヒト移行型B細胞および未熟B細胞の同定用モノクローナル抗体パネルです。免疫学研究および診断アッセイ開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ヒト 移行型/未熟B細胞 パネル
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	フローサイトメトリー(FC)
交差反応性	ヒト
輸送方法	保冷剤