


Hydroxyl-Histone H2A-Y39 (P04908/P0C0S8)

ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用）

商品番号: CM0000072



前書き

チロシン39（P04908/P0C0S8）でヒドロキシ化されたヒストンH2Aに特異的なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラット、およびその他の種と反応します。エピジェネティクスおよびクロマチン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Hydroxyl-Histone H2A-Y39 Rabbit mAb
備考/別名	H2A.1; H2A.2; H2A/a; H2AC4; H2AFA; HIST1H2AE; Hydroxyl-Histone H2A-Y39
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3012
GeneID	3012/8329
免疫原	合成ペプチド：ヒトヒストンH2A (P04908) のY39周辺の合成ヒドロキシ化ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	その他の修飾抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲な反応が予測されます）
SWISS	P04908/P0C0S8
タンパク質分子量	14kDa
配送	アイスバッグ