

Wb、Elisa用Id4ウサギポリクローナル抗体 - P47928

商品番号: CM0018843

前書き

細胞増殖、分化、がんに関与する転写調節因子であるヒトID4を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ID4 ウサギpAb
備考／別名	IDB4; bHLHb27; ID4
種	ヒト
GeneID	3400 (ヒト)
免疫原	ヒトID4 (NP_001537.1) のアミノ酸1〜100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P47928
タンパク質分子量	17 kDa
配送	保冷剤