

## DbおよびElisa用 Ifluor 594/Abflo 594 ウサギモノクローナル抗体 - If594

商品番号: CM0010413

### 前書き

Ifluor 594/ABflo 594 ウサギモノクローナル抗体 (iF594) は、DBおよびELISAアプリケーション用の種非依存性抗体です。Ifluor 594色素を特異的に認識するため、免疫アッセイにおける蛍光色素検出の必須ツールとなります。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ | 仕様                           |
|-------|------------------------------|
| 製品名   | Ifluor 594/ABflo 594 ウサギ mAb |
| 備考/別名 | iF594                        |
| 種     | 種非依存性                        |
| 免疫原   | Ifluor 594に対応する化合物           |
| 由来    | ウサギ                          |
| カテゴリ  | モノクローナル抗体                    |
| 適用    | DB, ELISA                    |
| 交差反応性 | 種非依存性                        |
| 発送    | 保冷バッグ                        |