

WbおよびElisa用Ifn Gamma Rabbit Polymab® - P01579 / P01581

商品番号: CM0005598



前書き

IFN gamma Rabbit PolymAb® (SWISS P01579/P01581)は、WBおよびELISAを介してヒトおよびラットインターフェロンガンマを検出するモノクローナル抗体です。免疫学および感染症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFN gamma Rabbit PolymAb®
備考/別名	If2f; IFNG2
種	ヒト/ラット
GeneID (ヒト)	3458
GeneID	3458/25712
免疫原	ヒト/ラットIFN gammaの組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P01579/P01581
タンパク質分子量	18kDa
配送	氷袋