


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用Ifnar2ウサギPab - P48551

商品番号: CM0019734



前書き

ヒトIFNAR2（IFNARB、IFNABR）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。I型インターフェロンシグナル伝達およびJAK-STAT経路の活性化研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IFNAR2ウサギpAb
備考／別名	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; IFNAR2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3455
GeneID	3455
免疫原	ヒトIFNAR2（NP_997468.1）のアミノ酸27～243に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48551
タンパク質分子量	58kDa
輸送	保冷バッグ