

Ifnar2 ウサギポリクローナル抗体 (Ko検証済) - [Ko検証済] Ifnar2 ウサギPab

商品番号: CM0023765

前書き

ヒトIFNAR2（IFN-R、IFNABR、IFNARB）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ノックアウト（KO）モデルで検証済みです。ウエスタンブロット（WB）およびELISAアプリケーションに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。インターフェロンシグナル伝達および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済] IFNAR2 ウサギpAb
備考/別名	IFN-R; IMD45; IFNABR; IFNARB; IFN-R-2; IFN-alpha-REC; R2
種	ヒト
遺伝子ID	3455
免疫原	ヒトIFNAR2 (NP_997468.1) のアミノ酸101～243に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
タンパク質分子量	27kDa/37kDa/57kDa
配送方法	氷袋