


Igf2Bp3 ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa) - O00425

商品番号: CM0026782



前書き

ヒトIGF2BP3 (IMP3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、IHC-

P、ELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性があります。mRNA輸送、安定性、およびがん生物学の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGF2BP3 ウサギ pAb
備考/別名	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
種	ヒト
遺伝子ID	10643
免疫原	ヒトIGF2BP3 (NP_006538.2) のアミノ酸300-579以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O00425
タンパク質分子量	64 kDa
配送	氷袋