

Igfbp1 ウサギPab Wb、Elisa用 - P08833

商品番号: CM0026575



前書き

ヒトIGFBP1を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAアプリケーションで検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。IGFを介した経路、細胞遊走、アポトーシス調節の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP1 ウサギpAb
備考/別名	AFBP、IBP1、PP12、IGF-BP25、hIGFBP-1、IGFBP1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3484
遺伝子ID	3484
免疫原	組換えタンパク質 ヒトIGFBP1 (NP_000587.1) のアミノ酸81～259番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P08833
タンパク質分子量	28kDa
発送方法	保冷剤