


Igfbp5 ウサギ Pab - P24593

商品番号: CM0016622



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーション済みのIGFBP5
ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのI
GFBP5を検出します。IGFシグナル伝達とECM産生の
重要な調節因子であり、腫瘍学および骨生物学研究に
最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IGFBP5 ウサギ pAb
備考/別名	IBP5 ; IGFBP5
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3488
遺伝子ID	3488
免疫原	ヒトIGFBP5 (NP_000590.1) のアミノ酸68～167に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24593
タンパク質分子量	31 kDa
発送方法	保冷剤