

Ikb-Z ウサギポリクローナル抗体 (Ihc-P、Elisa用) - Q9Byh8

商品番号: CM0021161



前書き

ヒト IκB-ζ (NFKBIZ)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスとの交差反応性があり、IHC-

P/ELISAで検証済みです。NF-kappa-Bシグナル伝達および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IκB-ζ ウサギ pAb
備考/別名	IKBZ; INAP; MAIL; ikB-zeta; ikappaBzeta; IkappaB-zeta; I-kappa-B-zeta; NFKBIZ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64332
GeneID	64332
免疫原	ヒト IκB-ζ (NP_113607.1) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IHC-P、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q9BYH8
タンパク質分子量	78kDa
配送	水袋