

Wb、Elisa用 Ikka ウサギモノクローナル抗体 - O15111

商品番号: CM0002604



前書き

ヒトおよびマウスサンプルにおけるウェスタンブロットおよびELISA用に検証済みのIKK α ウサギモノクローナル抗体。免疫原はN末端ペプチドに対応。予想分子量85kDa。NF- κ Bシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IKK α ウサギ mAb
備考/別名	BPS2; IKK1; IKK α ; IKBKA; TCF16; NFKB1A; IKK-alpha; IKK α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1147
GeneID	1147
免疫原	合成ペプチド: ヒトIKK α (NP_001269.3) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O15111
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷バッグ