


If/IccおよびElisa用Ikkβウサギモノクローナル抗体 - O14920

商品番号: CM0002427



前書き

IF/ICCおよびELISAアプリケーション向けの高品質IKKβウサギモノクローナル抗体（O14920）。NF-κBシグナル伝達における主要なキナーゼであるヒトIKKβを標的とします。炎症および免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	IKKβ Rabbit mAb
備考/別名	IKK2; IKKB; IMD15; IMD15A; IMD15B; NFKB1KB; IKK-beta; IKKβ
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3551
GeneID	3551
免疫原	ヒトIKKβ（O14920）のアミノ酸450-756に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14920
タンパク質分子量	29-87 kDa
配送	氷袋