

Il-1 Alpha Rabbit Mab - P01582

商品番号: CM0006454

前書き

マウスIL-1

alphaを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。炎症、サイトカインシグナル伝達、および自然免疫応答の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL-1 alpha Rabbit mAb
備考/別名	IL-1a; IL-1 alpha
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	3552
遺伝子ID (マウス)	16175
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P01582
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ