

IL-1 Alpha ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - P01583

商品番号: CM0015903



前書き

ヒトIL-1 alpha (31kDa)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。炎症、自然免疫、アラミンシグナリングの研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	IL-1 alpha ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	IL1; IL-1A; IL1F1; IL1-ALPHA; IL-1 alpha
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3552
GeneID	3552
免疫原	ヒトIL-1 alphaのアミノ酸113-267に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_000566.3)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01583
タンパク質重量	31kDa
配送	アイスバッグ