

IL10 ウサギPab（Wb・Elisa用） - P18893

商品番号: CM0020855



前書き

WBおよびELISAで検証済みのマウスIL-10に対するウサギポリクローナル抗体。主要な抗炎症性サイトカインであるマウスIL-10を認識します。組換え免疫原を使用しており、免疫制御研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL10 ウサギpAb
備考/別名	CSIF; If2a; Il-10; IL10
種	マウス
ヒトGeneID	3586
GeneID	16153
免疫原	マウスIL10（NP_034678.1）のアミノ酸19-178番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P18893
タンパク質分子量	21kDa
発送方法	保冷剤