

## IL13 ウサギポリクローナル抗体 - P35225

商品番号: CM0022060



## 前書き

ヒトIL13に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAでバリデーション済み。マウスと交差反応します。アレルギー性炎症およびTh2免疫応答の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | IL13 ウサギポリクローナル抗体                                     |
| 備考／別名       | P600; IL-13; IL13                                     |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 3596                                                  |
| GeneID      | 3596                                                  |
| 免疫原         | ヒトIL13 (NP_002179.2) のアミノ酸25～146に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来          | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途          | WB、IHC-P、ELISA                                        |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                |
| SWISS       | P35225                                                |
| タンパク質分子量    | 16 kDa                                                |
| 輸送          | 保冷バッグ                                                 |