


IL17A ウサギポリクローナル抗体 - Q16552

商品番号: CM0016457



前書き

IL17A ウサギポリクローナル抗体は、WB、IF-P、IHC-P、ELISAのアプリケーションに対応しています。ヒト、マウス、ラットのIL-17Aを検出します。Th17媒介性炎症、抗菌防御、上皮バリア完全性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL17A Rabbit pAb
別名	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A; IL17A
由来種	ヒト
遺伝子ID	3605
免疫原	ヒトIL17A（NP_002181.1）のアミノ酸24-155番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16552
タンパク質分子量	18kDa
発送方法	保冷剤