

IL18 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - Q14116

商品番号: CM0006418



前書き

ヒトIL18（インターロイキン-18）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。Th1/NK細胞免疫および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL18 ウサギmAb
備考/別名	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3606
GeneID	3606
免疫原	ヒトIL18（NP_001553.1）のアミノ酸1-193番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14116
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	氷袋