


IL2 ウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P60568

商品番号: CM0007395



前書き

ヒトインターロイキン-

2（IL2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに使用可能。T細胞増殖、免疫寛容、および免疫療法の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL2 Rabbit mAb
備考/別名	IL-2; TCGF; lymphokine; IL2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3558
遺伝子ID	3558
免疫原	ヒトIL2（NP_000577.2）のアミノ酸21-153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P60568
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋