


IL21R ウサギ Pab - Q9Hbe5

商品番号: CM0026737



前書き

IL21R ウサギ

pAbは、WBおよびELISA用の高品質ポリクローナル抗体であり、ヒトおよびマウスのインターロイキン-21受容体（CD360）を検出します。リンパ球生物学および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL21R ウサギ pAb
備考/別名	NILR, CD360, IMD56, IL21R
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	50615
遺伝子ID	50615
免疫原	ヒト IL21R (NP_851565.4) のアミノ酸20-240に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q9HBE5
タンパク質分子量	59kDa
配送	アイスパック