


Wb、Elisa用 Il4 ウサギポリクローナル抗体 - P05112

商品番号: CM0017626



前書き

ヒトIL-4（インターロイキン-4）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。免疫調節や炎症の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL4 ウサギ pAb
備考/別名	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
種	ヒト
GeneID	3565 (ヒト)
免疫原	ヒトIL4（NP_000580.1）のアミノ酸1-100に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05112
タンパク質分子量	17kDa
発送	保冷バッグ