

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa用 Il4 ウサギポリクローナル抗体 - P05112

商品番号: CM0026411



前書き

ヒトIL4を標的とするポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-

P、ELISAで検証済み。サイトカイン研究、B細胞活性化、および炎症研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IL4 Rabbit pAb
備考/別名	BSF1; IL-4; BCGF1; BSF-1; BCGF-1; IL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3565
GeneID	3565
免疫原	ヒトIL4 (NP_000580.1) のアミノ酸25-153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P05112
タンパク質分子量	17kDa
配送	氷袋