


Inmt ウサギポリクローナル抗体、Wb・If/Icc・Elisa対応 - O95050

商品番号: CM0014835



前書き

インドールエチルアミンN-

メチルトランスフェラーゼ（INMT）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAに対応しています。ヒトおよびマウスのサンプルに適しており、29

kDaのバンドを検出します。メチル化および解毒研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INMT Rabbit pAb
別名	TEMT; INMT
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	11185
遺伝子ID	11185
免疫原	組換えタンパク質：ヒトINMT（NP_006765.4）のアミノ酸1-263に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O95050
タンパク質分子量	29kDa
発送方法	氷袋梱包