

Inos ウサギ Pab - P35228

商品番号: CM0013339



前書き

ヒト iNOS (NOS2)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに対応。ヒト、マウス、ラットを検出。分子量131kDa。炎症およびNOシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	iNOS ウサギ pAb
備考/別名	NOS; INOS; NOS2A; HEP-NOS; iNOS
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4843
遺伝子ID	4843
免疫原	組換えタンパク質；ヒト iNOS (NP_000616.3) のアミノ酸948-1153に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P35228
タンパク質分子量	131kDa
配送	アイスパック