

WbおよびElisa用Inpp1ウサギポリクローナル抗体 - O15357

商品番号: CM0013309



前書き

WBおよびELISAで検証済みのINPPL1 (SHIP2) ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。代謝およびがん研究において、PI3Kシグナル伝達の重要な調節因子であるホスファチジルイノシトールホスファターゼSHIP2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INPPL1 Rabbit pAb
備考/別名	OPSM2; SHIP2; INPPL1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3636
免疫原	ヒトINPPL1 (NP_001558.3) のアミノ酸100-310に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15357
タンパク質分子量	139kDa
配送	アイスパック