

Wb、Elisa用Insrrウサギポリクローナル抗体 - P14616

商品番号: CM0017739



前書き

ウエスタンブロットおよびELISA用のヒトINSRR (IR) を標的とするウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。インスリン受容体関連タンパク質は、pH感受性受容体型チロシンキナーゼとして機能します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	INSRRウサギpAb
備考／別名	IRR; INSRR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3645
GeneID	3645
免疫原	組換えタンパク質 (ヒトINSRRのアミノ酸747～921に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_055030.1))
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P14616
タンパク質分子量	144 kDa
配送	保冷バッグ