

インスリン ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If-P、Elisa対応） - P01308

商品番号: CM0019526



前書き

ヒトインスリン（SWISS P01308）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット、IHC-P、IF-P、ELISAの各用途に適しています。マウスおよびラットと交差反応するため、代謝疾患研究を支援します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インスリン ウサギ pAb
備考・別名	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Insulin
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3630
免疫原	組換えタンパク質 ヒトINS（NP_000198.1）のアミノ酸1-110に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01308
タンパク質分子量	12 kDa
発送方法	氷袋