

インテグリン α V (Itgav/Cd51) ウサギMab (Wb、Ihc-P、Fc (細胞内)、Elisa用) - P06756

商品番号: CM0003302



前書き

インテグリン α V (ITGAV/CD51) ウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットに対応。ウェスタンブロット、IHC-

P、フローサイトメトリー、ELISAでの実績があります。非コンジュゲート、標的分子量約116kDa、免疫原は合成ペプチドです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリン α V (ITGAV/CD51) ウサギmAb
別名	CD51; MSK8; VNRA; VTNR; Integrin alpha V (ITGAV/CD51)
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3685
GeneID	3685
免疫原	合成ペプチド ヒトインテグリン α V (ITGAV/CD51) (NP_002201.2)のアミノ酸949～1048番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	WB、IHC-P、FC (細胞内)、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P06756
タンパク質分子量	116kDa
発送方法	保冷剤