

インテグリンリンクIlkウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q13418

商品番号: CM0007837



前書き

ヒトインテグリンリンクILK（ILK、P59、ILK-1、ILK-2）を標的とするウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。インテグリンシグナル伝達と焦点接着ダイナミクスに重要な51kDaの足場タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	インテグリンリンクILKウサギmAb
備考/別名	P59; ILK-1; ILK-2; p59ILK; HEL-S-28; インテグリンリンクILK
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3611
遺伝子ID	3611
免疫原	合成ペプチド ヒトインテグリンリンクILK（Q13418）のアミノ酸350-452に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13418
タンパク質分子量	51kDa
発送	保冷バッグ