

Ip3R ウサギモノクローナル抗体（Wb, If-P, Ihc-P, Elisa対応） - Q14643

商品番号: CM0012402

前書き

ヒトIP3R (ITPR1)
を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB, IF-P, IHC-P,
ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。
細胞内カルシウムシグナル伝達およびアポトーシス
に関するカルシウムチャネルを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IP3R Rabbit mAb
備考/別名	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3708
GeneID	3708
免疫原	合成ペプチド - ヒトIP3R (Q14643) のアミノ酸2200-2300領域内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q14643
タンパク質分子量	314kDa
配送	氷袋