

Ipo11 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Ui26

商品番号: CM0015976

前書き

IPO11

ウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスを対象としたWBならびにELISAでの使用が検証済みです。Ran依存のタンパク質核輸送に参与する核輸送受容体であるインポーチン11（Importin-11）を標的としています。研究用途です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IPO11 Rabbit pAb
別名	RanBP11; IPO11
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	51194
遺伝子ID	51194
免疫原	ヒトIPO11（NP_057422.3）のアミノ酸776～975番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISSプロット	Q9UI26
タンパク質分子量	113kDa
輸送方法	保冷剤