

Irak2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa対応） - O43187

商品番号: CM0028839



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISAで検証済みのIRAK2ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのIRAK2と反応し、IL-1シグナル伝達および自然免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRAK2 Rabbit pAb
別名	IRAK-2; IRAK2
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	3656
GeneID	3656
免疫原	ヒトIRAK2（NP_001561.3）のアミノ酸1-270番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O43187
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	氷袋