


Irak3 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Y616

商品番号: CM0013864



前書き

WBおよびELISAで実証済みのIRAK3ウサギポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラット検体中の内在性IRAK3を検出します。IL-1受容体およびToll様受容体シグナル伝達経路の研究に最適です。 - Q9Y616

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	IRAK3 Rabbit pAb
別名	ASRT5; IRAKM; IRAK3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	11213
GeneID	11213
免疫原	ヒトIRAK3（NP_009130.2）のアミノ酸367～596番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y616
タンパク質分子量	68kDa
発送	氷袋梱包