


Wb、Ihc-P、Elisa用Isg15ウサギポリクローナル抗体 - P05161

商品番号: CM0013107



前書き

ヒトおよびラットサンプルにおけるWB、IHC-P、ELISAでの使用が検証済みのISG15ウサギポリクローナル抗体。ユビキチン様タンパク質ISG15は、自然抗ウイルス免疫およびISG化において重要な役割を果たします。IVDおよび研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ISG15ウサギpAb
備考／別名	GIP2; IP17; UCRP; IFI15; IMD38; hUCRP; ISG15
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9636
遺伝子ID	9636
免疫原	ヒトISG15 (NP_005092.1) のアミノ酸1~165に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P05161
タンパク質分子量	18kDa
配送	保冷バッグ