

Wb、Fc、Elisa用 Itgb3 ウサギポリクローナル抗体 - P05106

商品番号: CM0024490



前書き

WB、FC、ELISAで検証済みのITGB3ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。インテグリンベータ-

3 (CD61) は、血小板凝集および細胞接着に不可欠です。診断研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITGB3 Rabbit pAb
備考/別名	ITGB3; BDPLT16; BDPLT2; CD61; GP3A; GPIIa; GT; integrin beta-3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3690
免疫原	ヒトITGB3 (NP_000203.2) のアミノ酸21-718に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05106
タンパク質分子量	86kDa/87kDa
配送	氷袋