


Itpk1 ウサギポリクローナル抗体 - Q13572

商品番号: CM0025819



前書き

ヒトITPK1に対する高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。イノシトールリン酸代謝、アポトーシス、ネクロプトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ITPK1 ウサギポリクローナル抗体
備考/別名	ITRPK1; ITPK1
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3705
遺伝子ID	3705
免疫原	ヒトITPK1 (NP_055031.2) のアミノ酸185～414番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q13572
タンパク質分子量	46kDa
配送方法	氷袋